

# orthoplus

## orthodontics'



# l'orthodontics'

## by orthoplus®

Fournisseur de matériel d'orthodontie depuis plus de 30 ans, **Orthoplus** va plus loin en **couplant à toutes ses offres, des services associés** afin que vous **exerciez votre art** en toute **quiétude**.

Pour **faciliter vos choix**, le catalogue de matériel orthodontique que vous avez entre les mains se veut **simple, didactique** et d'accès **aisé**.

**À chaque famille son code-couleur, sa valeur ajoutée et ses atouts... vos atouts !**

Les pictogrammes qui clairement les pages suivantes vous permettent une **identification des origines** des produits **sélectionnés avec vous par Orthoplus**. En effet, notre savoir-faire nous permet de sourcer les meilleurs produits mais, **c'est à vos côtés**, que nous arbitrons sur les choix qui **correspondent le mieux à vos besoins, à votre pratique**.

Cette proximité converge à la relation qui est la vôtre **à l'égard de vos patients**.

Et, puisque le **service médical rendu** est votre préoccupation principale, laissez-vous guider dans vos choix.

**L'équipe d'Orthoplus** est à votre service et nos services sont votre support... **profitez-en**, c'est comme cela que nous **préparons l'avenir** de chacun !

# orthoplus et moi

Je passe mes commandes / Je consulte mes factures / J'échange avec mon conseiller et avec mes assistants dédiés



Je retrouve mon conseiller sur



Je dispose de mes solutions



Je suis l'actu



Contactez directement nos différents services



# introduction


Dans ce catalogue, les différentes gammes de dispositifs orthodontiques pour traiter tous vos patients au sein de votre cabinet.

7 parties pour faciliter votre lecture, la recherche de vos produits, ainsi que les services et évènements associés :


- les brackets et tubes à coller
- les bagues
- les fils et arcs
- les auxiliaires
- les élastiques et ligatures
- le divers
- les services

Et pour une information encore plus lisible et rapide, des pictogrammes didactiques

## Pictogramme origine de fabrication



## Pictogramme produit exclusif Orthoplus



Exclusivité orthoplus

## Pictogramme le + produit d'Orthoplus



Le produit complémentaire pour une utilisation optimale

## Pictogramme ECO Line



Le meilleur rapport qualité/prix

# sommaire

## Brackets et tubes à coller



6

Bracket Unix	8
Bracket Unix SLB	10
Bracket Maestro	12
Bracket ECO Ceram	14
Bracket Furtif	15
Bracket Furtif SLB	16
Bracket Exception	17
Tubes Maestro 6	18
Tubes Maestro 7	18
ECO Tube 6	19
ECO Tube 7	19

## Bagues et tubes à souder



20

Wash Plus	22
Tempra	23

## Fils et arcs



24

Charte des formes	26
Biothermic	27
Niti	28
Beta Plus	29
Acier	30
Arcs à boucle champignon	32
Arc CTA	33
Nitium Utility Arch	33
Arcs Esthétiques Imagination	34
Accessoires	34
ECO Arcs	35

## Auxiliaires



36

Transforce 2	38
Twin Bite	38
Palatal Expander 2	39
Molar Rotator 2	39
MDA	40
Quad-Helix	40
DE-IMPACTOR	40
Mini Mold	41
Crochets et boutons	42
Stops	42
Ressorts	43
Mini cassettes pour accessoires	43

## Élastiques et ligatures



44

Chaînettes	46
Élastiques	47
Ligatures	47
Séparateurs	48

## Divers



50

Contention	52
Collage et scellement	54
Ouvre-bouches et Écarteurs	57
Forces extra-orales	58
Diagnostic	58
Cours et Formations	59
Motivation	62
Hygiène	63
Confort du Patient	64
Stripping	65

## Annexes

66

Services	66
Index	68
Conditions Générales de Vente	70

Pictogrammes réglementaires	71
-----------------------------	----

# la gamme brackets et tubes à coller

- **Bracket Unix** p 8
- **Bracket Unix SLB** p 10
- **Bracket Maestro** p 12
- **Bracket ECO Ceram** p 14
- **Bracket Furtif** p 15
- **Bracket Furtif SLB** p 16
- **Bracket Exception** p 17
- **Tubes à coller Maestro 6 et 7** p 18
- **ECO Tube 6** p 19
- **ECO Tube 7** p 19



## Le prêt-à-porter

**Précision**

**Esthétique**

**Confort**

**Les clefs de votre succès**

**Retrouvez aussi**

**le bracket  
autoligaturant  
CARRIERE SLX**



dans le catalogue  
**CONCEPT  
CARRIERE**

# Bracket Unix



Forme diagonale


Crochets boules moulés avec le corps du bracket

Utilisation des arcs en pleine taille

Code couleur

Épaisseur réduite

- bracket métallique standard
- base anatomique
- ailettes gingivales surélevées sur prémolaires pour faciliter la ligation
- acier inoxydable
- disponible avec ou sans crochet
- base mesh anatomique micro etchée 80
- disponible en :
  - Roth .018 et .022
  - Bioprogressive
  - MBT



Ailette dégagée pour faciliter la ligation

Chanfrein occlusal

Les brackets des incisives inférieures ont un chanfrein occlusal

- limite les interférences occlusales
- évite les risques de dépose et de casse

# Bracket Unix

Conditionnement : vendu en réassort par sachets de 10 accompagnés d'un sachet de Melicare

SUPÉRIEUR						INFÉRIEUR					
Technique	Tor.	Ang.	Crochet	Réf.		Technique	Tor.	Ang.	Crochet	Réf.	
				Droite	Gauche					Droite	Gauche
<b>Centrale - 1</b>						<b>Centrale - 1</b>					
BIOPROGRESSIVE	+22°	0°		B704 00118	B704 00218	BIOPROGRESSIVE	0°	0°		B704 05118	B704 05218
MBT	+17°	+4°		B708 22001	B708 22002	MBT	-6°	0°		B708 22051	B708 22052
ROTH 018	+12°	+5°		B704 18001	B704 18002	ROTH 018	-1°	0°		B704 18051	B704 18052
ROTH 022				B704 22001	B704 22002	ROTH 022				B704 22051	B704 22052
<b>Latérale - 2</b>						<b>Latérale - 2</b>					
BIOPROGRESSIVE	+14°	+8°		B704 01118	B704 01218	BIOPROGRESSIVE	0°	0°		B704 06118	B704 06218
MBT	+10°	+8°		B708 22011	B708 22012	MBT	-6°	0°		B708 22061	B708 22062
ROTH 018	+8°	+9°		B704 18011	B704 18012	ROTH 018	-1°	0°		B704 18061	B704 18062
ROTH 022				B704 22011	B704 22012	ROTH 022				B704 22061	B704 22062
<b>Canine - 3</b>						<b>Canine - 3</b>					
BIOPROGRESSIVE	+7°	+5°		B704 02118	B704 02218	BIOPROGRESSIVE	+7°	+5°		B704 07118	B704 07218
BIOPROGRESSIVE			X	B704 02118HK	B704 02218HK	BIOPROGRESSIVE			X	B704 07118HK	B704 07218HK
MBT	-7°	+8°	X	B708 22021HK	B708 22022HK	MBT	-6°	+3°	X	B708 22071HK	B708 22072HK
ROTH 018	-2°	+13°		B704 18021	B704 18022	ROTH 018	-11°	+7°		B704 18071	B704 18072
ROTH 018			X	B704 18021HK	B704 18022HK	ROTH 018			X	B704 18071HK	B704 18072HK
ROTH 022				B704 22021	B704 22022	ROTH 022				B704 22071	B704 22072
ROTH 022			X	B704 22021HK	B704 22022HK	ROTH 022			X	B704 22071HK	B704 22072HK
ROTH 022											
<b>1<sup>ère</sup> prémolaire - 4</b>						<b>1<sup>ère</sup> prémolaire - 4</b>					
BIOPROGRESSIVE	+7°	+5°		B704 03118	B704 03218	BIOPROGRESSIVE	+7°	+5°		B704 08118	B704 08218
BIOPROGRESSIVE			X	B704 03118HK	B704 03218HK	BIOPROGRESSIVE			X	B704 08118HK	B704 08218HK
HILGERS	-7°	0°		B704 1118	B704 1218	HILGERS	-11°	0°		B704 3118	B704 3218
HILGERS			X	B704 1118HK	B704 1218HK	HILGERS			X	B704 3118HK	B704 3218HK
MBT	-7°	0°	X	B708 22031HK	B708 22032HK	MBT	-12°	0°	X	B708 22081HK	B708 22082HK
ROTH 018	-7°	0°		B704 18031	B704 18032	ROTH 018	-17°	0°		B704 18081	B704 18082
ROTH 018			X	B704 18031HK	B704 18032HK	ROTH 018			X	B704 18081HK	B704 18082HK
ROTH 022				B704 22031	B704 22032	ROTH 022				B704 22081	B704 22082
ROTH 022			X	B704 22031HK	B704 22032HK	ROTH 022			X	B704 22081HK	B704 22082HK
ROTH 022											
<b>2<sup>ème</sup> prémolaire - 5</b>						<b>2<sup>ème</sup> prémolaire - 5</b>					
BIOPROGRESSIVE	0°	0°		B704 04118	B704 04218	BIOPROGRESSIVE	0°	0°		B704 09118	B704 09218
BIOPROGRESSIVE			X	B704 04118HK	B704 04218HK	BIOPROGRESSIVE			X	B704 09118HK	B704 09218HK
HILGERS	-7°	0°		B704 2118	B704 2218	HILGERS	-17°	0°		B704 4118	B704 4218
HILGERS			X	B704 2118HK	B704 2218HK	HILGERS			X	B704 4118HK	B704 4218HK
MBT	-7°	0°	X	B708 22041HK	B708 22042HK	MBT	-17°	0°	X	B708 22091HK	B708 22092HK
ROTH 018	-7°	0°		B704 18041	B704 18042	ROTH 018	-22°	0°		B704 18091	B704 18092
ROTH 018			X	B704 18041HK	B704 18042HK	ROTH 018			X	B704 18091HK	B704 18092HK
ROTH 022				B704 22041	B704 22042	ROTH 022				B704 22091	B704 22092
ROTH 022			X	B704 22041HK	B704 22042HK	ROTH 022			X	B704 22091HK	B704 22092HK
ROTH 022											

## KITS - Cas complets de 5 à 5


SANS CROCHETS			CROCHETS SUR 3/4/5		
B704 00000	BIOPROGRESSIVE	B704 00CR3	BIOPROGRESSIVE	B704 00CR4	BIOPROGRESSIVE
B704 18000	ROTH .018	B704 18CR3	ROTH .018	B704 18CR4	ROTH .018
B704 22000	ROTH .022	B704 22CR3	ROTH .022	B704 22CR4	ROTH .022

## Indications




\*pas d'indication

# Bracket Unix SLB



- bracket Auto Ligaturant interactif.
- contrôle des frictions par le choix de section d'arc
- nombreux repères de positionnement
- ouverture du capot vers le bord occlusal
- disponible en :
  - Roth 018
  - Roth 022
  - MBT 018
  - MBT 022




# Bracket Unix SLB

Conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10 ou 10 cas complets

ROTH 018		Maxillaire		Mandibule	
	Crochet	Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B22-211-11	B22-211-21	B22-211-31	B22-211-41
LATERALE		B22-211-12	B22-211-22	B22-211-32	B22-211-42
CANINE	x	B22-211-13HK	B22-211-23HK	B22-211-33HK	B22-211-43HK
CANINE		B22-211-13	B22-211-23	B22-211-33	B22-211-43
PREMIERE PREMO	x	B22-211-14HK	B22-211-24HK	B22-211-34HK	B22-211-44HK
PREMIERE PREMO		B22-211-14	B22-211-24	B22-211-34	B22-211-44
DEUXIEME PREMO	x	B22-211-15HK	B22-211-25HK	B22-211-35HK	B22-211-45HK
DEUXIEME PREMO		B22-211-15	B22-211-25	B22-211-35	B22-211-45
ROTH 022		Maxillaire		Mandibule	
CENTRALE		B22-221-11	B22-221-21	B22-221-31	B22-221-41
LATERALE		B22-221-12	B22-221-22	B22-221-32	B22-221-42
CANINE	x	B22-221-13HK	B22-221-23HK	B22-221-33HK	B22-221-43HK
CANINE		B22-221-13	B22-221-23	B22-221-33	B22-221-43
PREMIERE PREMO	x	B22-221-14HK	B22-221-24HK	B22-221-34HK	B22-221-44HK
PREMIERE PREMO		B22-221-14	B22-221-24	B22-221-34	B22-221-44
DEUXIEME PREMO	x	B22-221-15HK	B22-221-25HK	B22-221-35HK	B22-221-45HK
DEUXIEME PREMO		B22-221-15	B22-221-25	B22-221-35	B22-221-45
MBT 018		Maxillaire		Mandibule	
CENTRALE		B22-311-11	B22-311-21	B22-311-31	B22-311-41
LATERALE		B22-311-12	B22-311-22	B22-311-32	B22-311-42
CANINE	x	B22-311-13HK	B22-311-23HK	B22-311-33HK	B22-311-43HK
PREMIERE PREMO	x	B22-311-14HK	B22-311-24HK	B22-311-34HK	B22-311-44HK
PREMIERE PREMO		B22-311-14	B22-311-24	B22-311-34	B22-311-44
DEUXIEME PREMO	x	B22-311-15HK	B22-311-25HK	B22-311-35HK	B22-311-45HK
DEUXIEME PREMO		B22-311-15	B22-311-25	B22-311-35	B22-311-45
MBT 022		Maxillaire		Mandibule	
CENTRALE		B22-321-11	B22-321-21	B22-321-31	B22-321-41
LATERALE		B22-321-12	B22-321-22	B22-321-32	B22-321-42
CANINE	x	B22-321-13HK	B22-321-23HK	B22-321-33HK	B22-321-43HK
PREMIERE PREMO	x	B22-321-14HK	B22-321-24HK	B22-321-34HK	B22-321-44HK
PREMIERE PREMO		B22-321-14	B22-321-24	B22-321-34	B22-321-44
DEUXIEME PREMO	x	B22-321-15HK	B22-321-25HK	B22-321-35HK	B22-321-45HK
DEUXIEME PREMO		B22-321-15	B22-321-25	B22-321-35	B22-321-45

CAS COMPLETS	
BKIT22-211-00CBCHK	CAS UNIX SLB ROTH 018 5 à 5 CR 3/4/5
BKIT22-211-00CHK	CAS UNIX SLB ROTH 018 5 à 5 CR 3
BKIT22-221-00CBCHK	CAS UNIX SLB ROTH 022 5 à 5 CR 3/4/5
BKIT22-221-00CHK	CAS UNIX SLB ROTH 022 5 à 5 CR 3
BKIT22-311-00CBCHK	CAS UNIX SLB MBT 018 5 à 5 CR 3/4/5
BKIT22-311-00CHK	CAS UNIX SLB MBT 018 5 à 5 CR 3
BKIT22-321-00CBCHK	CAS UNIX SLB MBT 022 5 à 5 CR 3/4/5
BKIT22-321-00CHK	CAS UNIX SLB MBT 022 5 à 5 CR 3

# Bracket Maestro



- bracket métallique standard
- bases décalées sur prémolaires
- ailettes gingivales surélevées sur prémolaires
- fabrication MIM (Metal Injected Molding)
- disponible avec ou sans crochet sur les canines et prémolaires
- disponible avec ou sans base décalée sur les prémolaires
- base mesh micro etchée 80
- contour anatomique de la base et du corps
- in-out intégré lors de la fabrication MIM
- technique arc droit
- disponible en :
  - ROTH .018
  - ROTH .022



Pour une offre complète de 7 à 7, découvrez **les tubes à coller Maestro** pour les 6 et 7 en page 14 du catalogue

# Bracket Maestro

conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10 ou 10 cas complets


SUPÉRIEUR						INFÉRIEUR							
Technique	Tor.	Ang.	Base décalée	Crochet	Réf.		Technique	Tor.	Ang.	Base décalée	Crochet	Réf.	
					Droite	Gauche						Droite	Gauche
<b>Centrale - 1</b>						<b>Centrale - 1</b>							
ROTH .018	+12°	+5°			B711 203	B711 204	ROTH .018	-1°	0°			B711 233	B711 233
ROTH .022			B711 303	B711 304	ROTH .022	B711 333	B711 333						
<b>Latérale - 2</b>						<b>Latérale - 2</b>							
ROTH .018	+8°	+9°			B711 221	B711 222	ROTH .018	-1°	0°			B711 233	B711 233
ROTH .022			B711 321	B711 322	ROTH .022	B711 333	B711 333						
<b>Canine - 3</b>						<b>Canine - 3</b>							
ROTH .018	-2°	+13°			B711 251	B711 252	ROTH .018	-11°	+7°			B711 269	B711 270
			X	B711 251HK	B711 252HK		X			B711 269HK	B711 270HK		
ROTH .022				B711 351	B711 352					B711 369	B711 370		
			X	B711 351HK	B711 352HK			X	B711 369HK	B711 370HK			
<b>1<sup>ère</sup> prémolaire - 4</b>						<b>1<sup>ère</sup> prémolaire - 4</b>							
ROTH .018	-7°	0°			B711 259	B711 260	ROTH .018	-17°	0°			B711 289	B711 290
			X	B711 259HK	B711 260HK	X				B711 289HK	B711 290HK		
			X	B711 479	B711 480	X				B711 279	B711 280		
			X	B711 479HK	B711 480HK	X				B711 279HK	B711 280HK		
ROTH .022	-7°	0°			B711 359	B711 360	ROTH .022	-17°	0°			B711 389	B711 390
			X	B711 359HK	B711 359HK	X				B711 389HK	B711 390HK		
			X	B711 579	B711 580	X				B711 379	B711 380		
			X	B711 579HK	B711 580HK	X				B711 379HK	B711 380HK		
<b>2<sup>ème</sup> prémolaire - 5</b>						<b>2<sup>ème</sup> prémolaire - 5</b>							
ROTH .018	-7°	0°			B711 259	B711 260	ROTH .018	-22°	0°			B711 293	B711 294
			X	B711 259HK	B711 260HK	X				B711 293HK	B711 294HK		
			X	B711 479	B711 480	X				B711 473	B711 474		
			X	B711 479HK	B711 480HK	X				B711 473HK	B711 474HK		
ROTH .022	-7°	0°			B711 359	B711 360	ROTH .022	-22°	0°			B711 393	B711 394
			X	B711 359HK	B711 360HK	X				B711 393HK	B711 394HK		
			X	B711 579	B711 580	X				B711 573	B711 574		
			X	B711 579HK	B711 580HK	X				B711 573HK	B711 574HK		

Référence de Kit de 5 à 5 avec crochets : B711 299MCQ

## Indications



# Bracket ECO Métal



- bracket métallique standard
- mesh base 80
- taille réduite, confort patient

conditionnement : vendu par paquets de 50 ou 10 cas complets.

ROTH 018	Crochet	Maxillaire		Mandibule	
		Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B211 011	B211 021	B211 041	B211 031
LATÉRALE		B211 012	B211 022	B211 042	B211 032
CANINE		B211 013	B211 023	B211 043	B211 033
CANINE	X	B211 013HK	B211 023HK	B211 043HK	B211 033HK
PREMIERE PREMO		B211 014	B211 024	B211 044	B211 034
PREMIERE PREMO	X	B211 014HK	B211 024HK	B211 044HK	B211 034HK
DEUXIEME PREMO		B211 015	B211 025	B211 045	B211 035
DEUXIEME PREMO	X	B211 015HK	B211 025HK	B211 045HK	B211 035HK

ROTH 022	Crochet	Maxillaire		Mandibule	
		Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B221 011	B221 021	B221 041	B221 031
LATERALE		B221 012	B221 022	B221 042	B221 032
CANINE		B221 013	B221 023	B221 043	B221 033
CANINE	X	B221 013HK	B221 023HK	B221 043HK	B221 033HK
PREMIERE PREMO		B221 014	B221 024	B221 044	B221 034
PREMIERE PREMO	X	B221 014HK	B221 024HK	B221 044HK	B221 034HK
DEUXIEME PREMO		B221 015	B221 025	B221 045	B221 035
DEUXIEME PREMO	X	B221 015HK	B221 025HK	B221 045HK	B221 035HK



# Bracket Furtif



- bracket céramique poli-Cristallin
- se confond à la couleur de la dent
- rétention mécanique en queue d'arronde
- traitement de surface pour confort et friction
- entrée des gorges chanfreinées
- surface ultraslisée
- in-out réduit
- base à rétention mécanique
- disponible en :
  - Rickets
  - Roth .018
  - Roth .022

conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10 ou 10 cas complets

SUPÉRIEUR						INFÉRIEUR					
Technique	Tor.	Ang.	Crochet	Réf.		Technique	Tor.	Ang.	Crochet	Réf.	
				Droite	Gauche					Droite	Gauche
<b>Centrale</b>						<b>Centrale</b>					
RICKETTS	+22°	0°		B500 0001	B500 0002	RICKETTS	0°	0°		B500 0009	B500 0009
ROTH .018	+12°	+5°		B500 1801	B500 1802	ROTH .018	-1°	0°		B500 1809	B500 1809
ROTH .022				B500 2201	B500 2202	ROTH .022				B500 2209	B500 2209
<b>Latérale</b>						<b>Latérale</b>					
RICKETTS	+14°	+8°		B500 0003	B500 0004	RICKETTS	0°	0°		B500 0009	B500 0009
ROTH .018	+8°	+9°		B500 1803	B500 1804	ROTH .018	-1°	0°		B500 1809	B500 1809
ROTH .022				B500 2203	B500 2204	ROTH .022				B500 2209	B500 2209
<b>Canine</b>						<b>Canine</b>					
RICKETTS	+7°	+5°	X	B500 0005HK	B500 0006HK	RICKETTS	+7°	+5°	X	B500 0010HK	B500 0011HK
ROTH .018	-2°	+13°	X	B500 1805HK	B500 1806HK	ROTH .018	-11°	-7°	X	B500 1810HK	B500 1811HK
ROTH .022			X	B500 2205HK	B500 2206HK	ROTH .022			X	B500 2210HK	B500 2211HK
<b>1<sup>ère</sup> prémolaire</b>						<b>1<sup>ère</sup> prémolaire</b>					
RICKETTS	0°	0°	X	B500 0007HK	B500 0008HK	RICKETTS	0°	0°	X	B500 0012HK	B500 0013HK
ROTH .018	-7°	0°	X	B500 1807HK	B500 1808HK	ROTH .018	-17°	0°	X	B500 1812HK	B500 1813HK
ROTH .022			X	B500 2207HK	B500 2208HK	ROTH .022			X	B500 2212HK	B500 2213HK
<b>2<sup>ème</sup> prémolaire</b>						<b>2<sup>ème</sup> prémolaire</b>					
RICKETTS	0°	0°	X	B500 0007HK	B500 0008HK	RICKETTS	-14°	0°	X	B500 0014HK	B500 0015HK
ROTH .018	-7°	0°	X	B500 1807HK	B500 1808HK	ROTH .018	-22°	0°	X	B500 1814HK	B500 1815HK
ROTH .022			X	B500 2207HK	B500 2208HK	ROTH .022			X	B500 2214HK	B500 2215HK

Indications FURTIF




Utilisez la pince Task PT 60 200\* pour une **dépose sans casse** des céramiques

\* à découvrir dans le catalogue pinces et instruments



# Bracket Furtif SLB



- bracket auto Ligaturant inter Actif
- céramique poli-Cristallin
- se confond à la couleur de la dent
- rétention mécanique en queue d'arronde
- traitement de surface pour confort et friction
- entrée des gorges chanfreinées
- surface ultralisse
- in-out réduit
- base à rétention mécanique
- disponible en :
  - Roth .018
  - Roth .022

conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10 ou 5 cas complets

ROTH 018	Crochet	Maxillaire		Mandibule	
		Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B500 1801SL	B500 1802SL	B500 1809SL	B500 1809SL
LATERALE		B500 1803SL	B500 1804SL	B500 1809SL	B500 1809SL
CANINE	X	B500 1805SLHK	B500 1806SLHK	B500 1810SLHK	B500 1811SLHK
PREMO	X	B500 1807SLHK	B500 1808SLHK		
PREMO				B500 1807SL	B500 1807SL

ROTH 022	Crochet	Maxillaire		Mandibule	
		DROITE	GAUCHE	DROITE	GAUCHE
CENTRALE		B500 2201SL	B500 2202SL	B500 2209SL	B500 2209SL
LATERALE		B500 2203SL	B500 2204SL	B500 2209SL	B500 2209SL
CANINE	X	B500 2205SLHK	B500 2206SLHK	B500 2210SLHK	B500 2211SLHK
PREMO	X	B500 2207SLHK	B500 2208SLHK		
PREMO				B500 2207SL	B500 2207SL



Utilisez le **Carriere Motion Clear\*** pour des traitements complets en esthétique

\* à découvrir dans le catalogue Concept Carriere

# Brackets Exception



- bracket composite ultra performant
- disponible en deux versions:
  - Exception : slot composite
  - Exception Silver : slot argent pour moins de friction

conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10

EXCEPTION SILVER Roth 018		Maxillaire		Mandibule	
	Crochet	Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B802 18001NX	B802 18002NX	B802 18042NX	B802 18042NX
LATERALE		B802 18011NX	B802 18012NX	B802 18042NX	B802 18042NX
CANINE	X	B802 18021HKNX	B802 18022HKNX	B802 18051HKNX	B802 18052HKNX
CANINE		B802 18021NX	B802 18022NX	B802 18051NX	B802 18052NX
PREMIERE PREMO	X	B802 18030HKNX	B802 18030HKNX	B802 18060HKNX	B802 18060HKNX
PREMIERE PREMO		B802 18030NX	B802 18030NX	B802 18060NX	B802 18060NX
DEUXIEME PREMO	X			B802 18070HKNX	B802 18070HKNX
DEUXIEME PREMO				B802 18070NX	B802 18070NX


EXCEPTION SILVER Roth 022		Maxillaire		Mandibule	
	Crochet	Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B802 22001NX	B802 22002NX	B802 22042NX	B802 22042NX
LATERALE		B802 22011NX	B802 22012NX	B802 22042NX	B802 22042NX
CANINE	X	B802 22021HKNX	B802 22022HKNX		
CANINE		B802 22021NX	B802 22022NX	B802 22051NX	B802 22052NX
PREMIERE PREMO	X	B802 22030HKNX	B802 22030HKNX	B802 22060HKNX	B802 22060HKNX
PREMIERE PREMO		B802 22030NX	B802 22030NX	B802 22060NX	B802 22060NX
DEUXIEME PREMO	X	B802 22030HKNX	B802 22030HKNX	B802 22070HKNX	B802 22070HKNX
DEUXIEME PREMO		B802 22030NX	B802 22030NX	B802 22070NX	B802 22070NX

EXCEPTION Roth 018		Maxillaire		Mandibule	
	Crochet	Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B802 922MRNX	B802 923MLNX	B802 932MNX	B802 932MNX
LATERALE		B802 926MRNX	B802 927MLNX	B802 932MNX	B802 932MNX
CANINE	X	B802 930MHRNX	B802 931MHLNX	B802 933MHRNX	B802 934MHLNX
CANINE		B802 930MRNX	B802 931MLNX	B802 933MRNX	B802 934MLNX
PREMIERE PREMO	X	B802 935BRNX	B802 935BLNX	B802 935BRNX	B802 935BLNX
PREMIERE PREMO		B802 935NX	B802 935NX	B802 935NX	B802 935NX
DEUXIEME PREMO	X	B802 935BRNX	B802 935BLNX	B802 935BRNX	B802 935BLNX
DEUXIEME PREMO		B802 935NX	B802 935NX	B802 935NX	B802 935NX

EXCEPTION Roth 022		Maxillaire		Mandibule	
	Crochet	Réf.		Réf.	
		Droite	Gauche	Droite	Gauche
CENTRALE		B802 950MRNX	B802 951MLNX	B802 956MNX	
LATERALE		B802 952MRNX	B802 953MLNX		
CANINE	X	B802 954MHRNX	B802 955MHLNX	B802 957MHRNX	B802 958MHLNX
CANINE		B802 954MRNX	B802 955MLNX	B802 959MHRNX	B802 959MHLNX
PREMIERE PREMO	X	B802 959MHRNX	B802 959MHLNX	B802 959MHRNX	B802 959MHLNX
PREMIERE PREMO		B802 959NX	B802 959NX	B802 959NX	B802 959NX
DEUXIEME PREMO	X	B802 959MHRNX	B802 959MHLNX	B802 959MHRNX	B802 959MHLNX
DEUXIEME PREMO		B802 959NX	B802 959NX	B802 959NX	B802 959NX



# Bracket ECO Ceram




- transparent
- ailettes dégagées
- rétention et base mécanique
- disponible en :  
- ROTH

conditionnement : vendu en réassort par sachet de 10 ou 10 cas complets

SUPÉRIEUR				INFÉRIEUR			
Technique	Crochet	Réf.		Technique	Crochet	Réf.	
		Droite	Gauche			Droite	Gauche
<b>Centrale</b>				<b>Centrale</b>			
ROTH .018		B600 001	B600 002	ROTH .018		B600 011	B600 012
ROTH .022		B600 301	B600 302	ROTH .022		B600 311	B600 312
<b>Latérale</b>				<b>Latérale</b>			
ROTH .018		B600 003	B600 004	ROTH .018		B600 013	B600 014
ROTH .022		B600 303	B600 304	ROTH .022		B600 313	B600 314
<b>Canine</b>				<b>Canine</b>			
ROTH .018		B600 005	B600 006	ROTH .018		B600 015	B600 016
ROTH .022	X	B600 305	B600 306	ROTH .022	X	B600 315	B600 316
ROTH .018		B600 021	B600 022	ROTH .018		B600 023	B600 024
ROTH .022	X	B600 321	B600 322	ROTH .022	X	B600 323	B600 324
<b>1<sup>ère</sup> prémolaire</b>				<b>1<sup>ère</sup> prémolaire</b>			
ROTH .018		B600 007	B600 008	ROTH .018		B600 017	B600 018
ROTH .022	X	B600 307	B600 308	ROTH .022	X	B600 317	B600 318
ROTH .018		B600 025	B600 026	ROTH .018		B600 027	B600 028
ROTH .022	X	B600 325	B600 326	ROTH .022	X	B600 327	B600 328
<b>2<sup>ème</sup> prémolaire</b>				<b>2<sup>ème</sup> prémolaire</b>			
ROTH .018		B600 009	B600 010	ROTH .018		B600 019	B600 020
ROTH .022	X	B600 309	B600 310	ROTH .022	X	B600 319	B600 320
ROTH .018		B600 029	B600 030	ROTH .018		B600 031	B600 032
ROTH .022	X	B600 329	B600 330	ROTH .022	X	B600 331	B600 332
<b>Kits</b>							
KIT ECO CERAM ROTH 018 SANS CROCHET		B600 000		KIT ECO CERAM ROTH 018 CR CANINES		B600 100	
KIT ECO CERAM ROTH 018 CR CAN / PM		B600 200		KIT ECO CERAM ROTH 022 SANS CROCHET		B600 300	
KIT ECO CERAM ROTH 022 CR CANINES		B600 400		KIT ECO CERAM ROTH 022 CR CAN / PM		B600 500	

# Tubes Maestro 6



- base mesh 80 anatomique
- entrée en entonnoir évasée et sillon de guidage pour insertion de l'arc facilitée
- cran de positionnement dans le sillon molaire
- méplat de préhension pour faciliter la tenue du tube avec la précelle

conditionnement : vendu en réassort par boîte de 10

	Dent	Code	Torque	Rotation	Réf. .018	Réf. .022
Tube Maestro première molaire	sup droite	● VIOLET	-14	14	C902 201DB	C902 301DB
	sup gauche	● VIOLET	-14	14	C902 202DB	C902 302DB
	sup droite	● VIOLET	-14	10	C902 203DB	C902 303DB
	sup gauche	● VIOLET	-14	10	C902 204DB	C902 304DB
	inf droite	● ROUGE	-25	4	C902 251DB	C902 351DB
	inf gauche	● ROUGE	-25	4	C902 252DB	C902 352DB
	inf droite	○ BLANC	-20	0	C902 253DB	C902 353DB
	inf gauche	○ BLANC	-20	0	C902 254DB	C902 354DB

# Tubes Maestro 7



- procédés de fabrication MIM
- base distale courte
- extension mésiale de la base

conditionnement : vendu en réassort par boîte de 10

	dents	code	Torque	Rotation	Réf. .018	Réf. .022
Tube Maestro deuxième molaire	sup. droite	rose	-10	0	C911 211DB	C911 311DB
	sup. gauche	rose	-10	0	C911 212DB	C911 312DB
	sup. droite	gris	-14	10	C911 213DB	C911 313DB
	sup. gauche	gris	-14	10	C911 214DB	C911 314DB
	inf. droite	bleu	-25	0	C911 261DB	C911 361DB
	inf. gauche	bleu	-25	0	C911 262DB	C911 362DB
	inf. droite	jaune	-10	0	C911 263DB	C911 363DB
	inf. gauche	jaune	-10	0	C911 264DB	C911 364DB
Mini Tube Maestro deuxième molaire	sup. droite	rose	-10	0	C911 221DB	C911 321DB
	sup. gauche	rose	-10	0	C911 222DB	C911 322DB
	sup. droite	gris	-14	10	C911 223DB	C911 323DB
	sup. gauche	gris	-14	10	C911 224DB	C911 324DB
	inf. droite	bleu	-25	0	C911 271DB	C911 371DB
	inf. gauche	bleu	-25	0	C911 272DB	C911 372DB
	inf. droite	jaune	-10	0	C911 273DB	C911 373DB
	inf. gauche	jaune	-10	0	C911 274DB	C911 374DB



# ECO Tube 6



- entrée en entonnoir évasée et sillon de guidage pour insertion de l'arc facilitée
- torque dans la base
- surface arrondie
- base mesh

Conditionnement : vendu par sachet de 50 pièces

	Dents	Réf. .018	Réf. .022
Universal Tube première molaire	sup. droite	B905 005I	B905 001I
	sup. gauche	B905 006I	B905 002I
	inf. droite	B905 007I	B905 003I
	inf. gauche	B905 008I	B905 004I



# ECO Tube 7



- entrée en entonnoir évasée et sillon de guidage pour insertion de l'arc facilitée
- surface arrondie
- base mesh

Conditionnement : vendu par sachet de 50 pièces

	Dents	Réf. .018	Réf. .022
Universal Tube deuxième molaire	sup. droite	B905 013I	B905 009I
	sup. gauche	B905 014I	B905 010I
	inf. droite	B905 015I	B905 011I
	inf. gauche	B905 016I	B905 012I



Découvrez la **précelle pour tubes à coller\***  
Réf : P200 324

\* à découvrir dans le catalogue pinces et instruments

# la gamme bagues et tubes à souder

- Wash Plus
- Tempra

p 22

p 23



## Haute Couture

**Sur mesure**

**24 / 48 H**

**Haut de Gamme**

**Assemblées par Orthoplus**

# Wash Plus



Épaisseur proportionnelle à la taille de la bague : tenue constante



Forme anatomique

Numéro d'identification indélébile

- bord occlusal bouterollé
- encoche linguale
- marquage laser de la numérotation
- épaisseur proportionnelle
- micro sablage interne

Présentation des kits :

		Répartition par dent																																Total dent	Total du kit		
	Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
Kit Intro	Toutes les tailles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	200
	Tailles principales										2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2										50	200
Kit Pro	Toutes les tailles	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	100	400
	Tailles principales									3	3	5	5	6	6	5	5	8	8	8	8	8	6	6	5	5	4	4									100
Kit Master	Toutes les tailles	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	12	12	10	10	8	8	8	6	6	6	4	4	4	3	3	2	200	800	
	Tailles principales								4	4	4	6	6	8	10	10	12	12	12	14	14	14	14	12	10	10	8	8	4	4							200

## 1 Choisissez votre bague

- ▶ WASH Plus
- ▶ Tempra

## 2 Choisissez votre tube

- ▶ Simple Tube
- ▶ Double Tube
- ▶ Triple tube
- Convertible ou non convertible
- Avec ou sans FEO



# Tempra

Bords occlusaux anatomiques



Cran sillon vestibulaire

Numéro d'identification indélébile

- rigidité et tenue
- anatomique
- résistance supérieure
- renforcement du bord occlusal

Présentation des kits :

		Répartition par dent																								Total dent	Total du kit							
Numéros		29 1/2	30	30 1/2	31	31,5	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34,5	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37,5	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41			41 1/2	42	42,5	43	43 1/2	44	
Kit Intro	Toutes les tailles	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	200
	Tailles principales								4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4													50	200
Kit Pro	Toutes les tailles	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75	300
	Tailles principales								6	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	6													75	300
Kit Master	Toutes les tailles	2	2	3	3	3	4	4	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	150	600
	Tailles principales								12	12	12	12	12	14	14	14	12	12	12	12													150	600

### 3 Choisissez votre attachement palatin



- ▶ Fourreau
- ▶ Cleat
- ▶ Taquet

### 4



Recevez vos bagues sur mesure en 24 à 48 h à votre cabinet

# la gamme fils et arcs

- **Charte des formes** p 26
- **Biothermique** p 27
- **Niti** p 28
- **Beta Plus** p 29
- **Acier** p 30
- **Arcs à boucle champignon** p 32
- **Arc CTA** p 33
- **Nitanium Utility Arch** p 33
- **Arcs Esthétiques Imagination** p 34
- **Accessoires** p 34
- **ECO Arcs** p 35



À chaque mouvement sa mécanique

Alliages

Arcades

Sections

**Certifiés par Orthoplus**

Retrouvez aussi




les arcs Carriere



dans le catalogue

**CONCEPT  
CARRIERE**

# Charte des formes





# Biothermic

## Caractéristiques :

- alliage spécialement conçu pour les applications à mémoire de forme thermique
- forces légères et continues
- ajustable et formable en dehors de la bouche par refroidissement
- retrouve sa forme initiale à température buccale (32°C)
- mise en place facilitée par refroidissement avec le Polar Bear

10 arcs en conditionnement individuel

Section	EUROPA		OGIVAL		OVOIDE	
	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur
.012						
.014	TEFL114DX	TEFU114DX	TBF3L014X	TBF3U014X	TTFL014DX	TTFU014DX
.016	TEFL116DX	TEFU116DX	TBF3L016X	TBF3U016X	TTFL016DX	TTFU016DX
.018	TEFL118DX	TEFU118DX	TBF3L018X	TBF3U018X	TTFL018DX	TTFU018DX
.020						
014X025	TEFL3425DX	TEFU3425DX				
016X016			TBF3L1616X	TBF3U1616X	TTFL1616DX	TTFU1616DX
016X022	TEFL3622DX	TEFU3622DX	TBF3L1622X	TBF3U1622X	TTFL1622DX	TTFU1622DX
017X025	TEFL3725DX	TEFU3725DX	TBF3L1725X	TBF3U1725X	TTFL1725DX	TTFU1725DX
018X025	TEFL3825DX	TEFU3825DX	TBF3L1825X	TBF3U1825X	TTFL1825DX	TTFU1825DX
019X025			TBF3L1925X	TBF3U1925X	TTFL1925DX	TTFU1925DX
020X020	TEFL3020DX	TEFU3020DX	TBF3L2020X	TBF3U2020X		
021X025					TTFL2125DX	TTFU2125DX

Avec Dimple



## Stylo réfrigérant :

Facilite la mise en bouche des arcs Bio Thermic, Cu Thermal et Universal Thermic.

Réf. : P200 330

Refroidissement ciblé sur la zone d'encombrement.



# Niti

## Caractéristiques :

- alliage de haute qualité
- large gamme de formes d'arcade

Section	EUROPA		OGIVAL		OVOIDE	
	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur
.012	SEEFU112DX	SEEFU112DX	SEBF3L012DX	SEBF3U012DX	SETFL012DX	SETFU012DX
.013	SEEFU113DX	SEEFU113DX				
.014	SEEFU114DX	SEEFU114DX	SEBF3L014DX	SEBF3U014DX	SETFL014DX	SETFU014DX
.016	SEEFU116DX	SEEFU116DX	SEBF3L016DX	SEBF3U016DX	SETFL016DX	SETFU016DX
.018	SEEFU118DX	SEEFU118DX	SEBF3L018DX	SEBF3U018DX	SETFL018DX	SETFU018DX
.020	SEEFU120DX	SEEFU120DX	SEBF3L020DX	SEBF3U020DX	SETFL020DX	SETFU020DX
014X025	SEEFU3425DX	SEEFU3425DX				
016X016	SEEFU3616DX	SEEFU3616DX	SEBF3L1616DX	SEBF3U1616DX	SETFL1616DX	SETFU1616DX
016X022	SEEFU3622DX	SEEFU3622DX	SEBF3L1622DX	SEBF3U1622DX	SETFL1622DX	SETFU1622DX
016X025	SEEFU3625DX	SEEFU3625DX				
017X025	SEEFU3725DX	SEEFU3725DX	SEBF3L1725DX	SEBF3U1725DX	SETFL1725DX	SETFU1725DX
018X025	SEEFU3825DX	SEEFU3825DX	SEBF3L1825DX	SEBF3U1825DX	SETFL1825DX	SETFU1825DX
019X025	SEEFU3925DX	SEEFU3925DX	SEBF3L1925DX	SEBF3U1925DX	SETFL1925DX	SETFU1925DX
020X020	SEEFU3020DX	SEEFU3020DX			SETFL2020DX	SETFU2020DX
021X025	SEEFU3125DX	SEEFU3125DX	SEBF3L2125DX	SEBF3U2125DX	SETFL2125DX	SETFU2125DX

# Beta Plus



**Caractéristiques :**

- teneurs en titane et en zirconium : arc moins cassant que les alliages équivalents
- disponible en préformé et en tiges

BETA PLUS	EUROPA		OGIVAL	
Section	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur
016X016			TMTFL1616S	TMTFU1616S
016X022	TMEFL3622S	TMEFU3622S	TMTFL1622S	TMTFU1622S
017X025	TMEFL3725S	TMEFU3725S	TMTFL1725S	TMTFU1725S
018X025			TMTFL1825S	TMTFU1825S
019X025	TMEFL3925S	TMEFU3925S	TMTFL1925S	TMTFU1925S
020X020				
021X025	TMEFL3125S	TMEFU3125S		

Solo Pack

# Acier



**Caractéristiques :**

- très bonne formabilité
- finition de surface
- ne casse pas au pliage

Section	EUROPA		OGIVAL		OVOIDE	
	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur
.012	SSEFL112X	SSEFU112X	SSBF3L012X	SSBF3U012X	SSTFL012X	SSTFU012X
.014	SSEFL114X	SSEFU114X	SSBF3L014X	SSBF3U014X	SSTFL014X	SSTFU014X
.016	SSEFL116X	SSEFU116X	SSBF3L016X	SSBF3U016X	SSTFL016X	SSTFU016X
.018	SSEFL118X	SSEFU118X	SSBF3L018X	SSBF3U018X	SSTFL018X	SSTFU018X
.020	SSEFL120X	SSEFU120X	SSBF3L020X	SSBF3U020X	SSTFL020X	SSTFU020X
016X016	SSEFL3616X	SSEFU3616X	SSBF3L1616X	SSBF3U1616X	SSTFL1616X	SSTFU1616X
016X022	SSEFL3622X	SSEFU3622X	SSBF3L1622X	SSBF3U1622X	SSTFL1622X	SSTFU1622X
017X025	SSEFL3725X	SSEFU3725X	SSBF3L1725X	SSBF3U1725X	SSTFL1725X	SSTFU1725X
018X025	SSEFL3825X	SSEFU3825X	SSBF3L1825X	SSBF3U1825X	SSTFL1825X	SSTFU1825X
019X025	SSEFL3925X	SSEFU3925X	SSBF3L1925X	SSBF3U1925X	SSTFL1925X	SSTFU1925X
021X025	SSEFL3125X	SSEFU3125X	SSBF3L2125X	SSBF3U2125X	SSTFL2125X	SSTFU2125X



# Arcs à boucle champignon

## Arcs inférieurs

Vendus par pochette de 5 arcs

Taille	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	52 mm	52 mm
.016X.022	F106 402	F106 403	F106 404	F106 405	F106 416	F106 418
.017X.025	F106 422	F106 423	F106 424	F106 425		
.019X.025	F106 442	F106 443	F106 444	F106 445		

## Arcs supérieurs

Vendus par pochette de 5 arcs


Taille	32 mm	34 mm	36 mm	38 mm	40 mm
.016X.022	F106 406	F106 407	F106 408	F106 409	F106 410
.017X.025	F106 426	F106 427	F106 428	F106 429	F106 430
.019X.025	F106 446	F106 447	F106 448	F106 449	F106 450

### Caractéristiques :

- arcs de fermeture d'espace
- meilleure expression de la force d'activation
- confort patient

La taille donnée pour l'arc correspond à la mesure entre les deux boucles par le bandeau vestibulaire. Ceci vous permet de choisir le bon arc adapté à la physiologie du patient


### Beta Plus




## Kit

Vendus par kit de 36 arcs,  
4 arcs de chaque taille

Taille	Réf.
.016X.022	F106 400
.017X.025	F106 420
.019X.025	F106 440




# Arc CTA



### Caractéristiques :

- arc d'ingression
- arc en Niti
- forces légères et régulières
- disponibles en deux sections
- choix de la taille :
  - 22 mm sans extraction de prémolaire
  - 15 mm avec extraction de prémolaire



Vendus par pochette de 5 arcs

Section	Arc sup.	Arc inf.
	Longueur antérieure 35 mm	Longueur antérieure 30 mm
.016X.022 court secteur latéral = 15 mm	FCT 1622CS	FCT 1622CI
.016X.022 long secteur latéral = 22 mm	FCT 1622LS	FCT 1622LI
.017X.025 court secteur latéral = 15 mm	FCT 1725CS	FCT 1725CI
.017X.025 long secteur latéral = 22 mm	FCT 1725LS	FCT 1725LI

# Nitanium Utility Arch



### Caractéristiques :

- arcs de base préformés
- partie antérieure en Niti
- partie postérieure en acier
- tube intermédiaire de réglage

Vendus par pochette de 5 arcs

Section	Réf.	
inférieur 28 mm	F100 273	Partie antérieure nitanium .018 Partie postérieure Acier Inox .016X.016
supérieur 34 mm	F100 274	
supérieur 38 mm	F100 275	Partie antérieure nitanium .016X.016 Partie postérieure Acier Inox .016X.016
inférieur 28 mm	F100 276	
supérieur 34 mm	F100 277	
supérieur 38mm	F100 278	



# Arcs Esthétiques Imagination



## Caractéristiques :

- transfert thermique d'époxy
- tenue dans le temps
- esthétique parfaite
- disponibles en Acier et en Niti

## Références Acier

Vendus par pochette de 10 arcs

Section	Arc sup.	Arc inf.
.014	FIMSS 114	FIMSS 214
.016	FIMSS 116	FIMSS 216
.018	FIMSS 118	FIMSS 218
.020	FIMSS 120	FIMSS 220
.016X.022	FIMSS 1622	FIMSS 2622
.018X.018	FIMSS 1818	FIMSS 2818
.018X.025	FIMSS 1825	FIMSS 2825
.019X.025	FIMSS 1925	FIMSS 2925
.021X.025	FIMSS 2125	FIMSS 3125

## Références Niti

Vendus par pochette de 10 arcs

Section	Arc sup.	Arc inf.
.014	FIMNT 114	FIMNT 214
.016	FIMNT 116	FIMNT 216
.018	FIMNT 118	FIMNT 218
.020	FIMNT 120	FIMNT 220
.016X.022	FIMNT 1622	FIMNT 2622
.018X.018	FIMNT 1818	FIMNT 2818
.018X.025	FIMNT 1825	FIMNT 2825
.019X.025	FIMNT 1925	FIMNT 2925
.021X.025	FIMNT 2125	FIMNT 3125



## Thermique

100 arcs en conditionnement individuel

Eurol		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	NITI 001CI	NITI 002CI
.014	NITI 003CI	NITI 004CI
.016	NITI 005CI	NITI 006CI
.018	NITI 007CI	NITI 008CI
.020	NITI 009CI	NITI 010CI
16x16	NITI 011CI	NITI 012CI
16x22	NITI 013CI	NITI 014CI
17x25	NITI 015CI	NITI 016CI
18x25	NITI 017CI	NITI 018CI
19x25	NITI 019CI	NITI 020CI
22x28	NITI 021CI	NITI 022CI

Ovoïde		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	NITI 023CI	NITI 024CI
.014	NITI 025CI	NITI 026CI
.016	NITI 027CI	NITI 028CI
.018	NITI 029CI	NITI 030CI
.020	NITI 031CI	NITI 032CI
16x16	NITI 033CI	NITI 034CI
16x22	NITI 035CI	NITI 036CI
17x25	NITI 037CI	NITI 038CI
18x25	NITI 039CI	NITI 040CI
19x25	NITI 041CI	NITI 042CI
21x25	NITI 043CI	NITI 044CI

## Niti

100 arcs en pochette individuelle

Eurol		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	NITI 501CI	NITI 502CI
.014	NITI 503CI	NITI 504CI
.016	NITI 505CI	NITI 506CI
.018	NITI 507CI	NITI 508CI
.020	NITI 509CI	NITI 510CI
16x16	NITI 511CI	NITI 512CI
16x22	NITI 513CI	NITI 514CI
17x25	NITI 515CI	NITI 516CI
18x25	NITI 517CI	NITI 518CI
19x25	NITI 519CI	NITI 520CI
21x25	NITI 521CI	NITI 522CI

Ovoïde		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	NITI 523CI	NITI 524CI
.014	NITI 525CI	NITI 526CI
.016	NITI 527CI	NITI 528CI
.018	NITI 529CI	NITI 530CI
.020	NITI 531CI	NITI 532CI
16x16	NITI 533CI	NITI 534CI
16x22	NITI 535CI	NITI 536CI
17x25	NITI 537CI	NITI 538CI
18x25	NITI 539CI	NITI 540CI
19x25	NITI 541CI	NITI 542CI
21x25	NITI 543CI	NITI 544CI

## Acier

100 arcs en pochette individuelle

Eurol		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	F100 801CI	F100 802CI
.014	F100 803CI	F100 804CI
.016	F100 805CI	F100 806CI
.018	F100 807CI	F100 808CI
.020	F100 809CI	F100 810CI
16x16	F100 811CI	F100 812CI
16x22	F100 813CI	F100 814CI
17x25	F100 815CI	F100 816CI
18x25	F100 817CI	F100 818CI
19x25	F100 819CI	F100 820CI
21x25	F100 821CI	F100 822CI

Ovoïde		
Section	Supérieur	Inférieur
.012	F100 823CI	F100 824CI
.014	F100 825CI	F100 826CI
.016	F100 827CI	F100 828CI
.018	F100 829CI	F100 830CI
.020	F100 831CI	F100 832CI
16x16	F100 833CI	F100 834CI
16x22	F100 835CI	F100 836CI
17x25	F100 837CI	F100 838CI
18x25	F100 839CI	F100 840CI
19x25	F100 841CI	F100 842CI
21x25	F100 843CI	F100 844CI

# la gamme auxiliaires

- **Transforce 2<sup>®</sup>** p 38
- **Twin bite<sup>®</sup>** p 38
- **Palatal Expander 2<sup>®</sup>** p 39
- **Molar Rotator 2<sup>®</sup>** p 39
- **MDA** p 40
- **Quad Hélix** p 40
- **De impactor** p 40
- **Mini mold** p 41
- **Crochets** p 42
- **Stops** p 42
- **Ressorts** p 43
- **Mini cassettes** p 43



**Exclusifs**

**Technologie**

**Formation Clinique**

**Imaginé pour vous**

Retrouvez aussi

**Le  
Motion**




dans le catalogue

**CONCEPT  
CARRIERE**

# Transforce 2®



## Dispositif d'expansion



### Disponible en deux versions

- transforce transversal :
  - gestion du sens transversal du secteur antérieur
  - correction des encombrements
- transforce sagittal :
  - gestion du sens antéro-postérieur
  - utilisation de façon asymétrique possible
- les deux actifs sur le maxillaire et la mandibule
- identification des tailles par codes couleurs
- ressort en nickel titane

Désignation	Couleur	Réf.
TRANSFORCE TRANSVERSAL 2 26 mm	● ROUGE	D424 526
TRANSFORCE TRANSVERSAL 2 28 mm	● VERT	D424 528
TRANSFORCE TRANSVERSAL 2 30 mm	● VIOLET	D424 530
TRANSFORCE TRANSVERSAL 2 32 mm	● ROSE	D424 532
<b>KIT TRANSFORCE TRANSVERSAL 2</b>		<b>D424 500</b>

Désignation	Couleur	Réf.
TRANSFORCE SAGITTAL 2 28 mm	● VERT	D424 728
TRANSFORCE SAGITTAL 2 30 mm	● VIOLET	D424 730
TRANSFORCE SAGITTAL 2 32 mm	● ROSE	D424 732
TRANSFORCE SAGITTAL 2 34 mm	● BLEU	D424 734
TRANSFORCE SAGITTAL 2 36 mm	● NOIR	D424 736
TRANSFORCE SAGITTAL 2 38 mm	● JAUNE	D424 738
TRANSFORCE SAGITTAL 2 40 mm	○ BLANC	D424 740
<b>KIT TRANSFORCE SAGITTAL 2</b>		<b>D424 700</b>

# Twin Bite®



## Dispositif de correction des Classes II et III



- crochet d'attache et vis en Nickel Titane / Tige pour le tube FEO acier
- soudures laser des pièces d'assemblage
- finition ultra lisse
- arrondi des pièces pour une hygiène parfaite
- délivre une force légère et continue
- agit en 3 à 6 mois

Désignation	Réf.
TWIN FORCE BITE II CORRECTOR STD	D424 210
TWIN FORCE BITE II CORRECTOR PETIT	D424 211
TWIN FORCE II DOUBLE BLOCAGE STD	D424 215
TWIN FORCE II DOUBLE BLOCAGE PETIT	D424 216

### Existe en deux versions : Version 1. Simple Lock



Arcades en occlusion, mesurez la distance de la limite distale du bracket de la canine mandibulaire à la limite distale du tube FEO de la 1<sup>ère</sup> molaire supérieure.

Si la mesure est inférieure à 34 mm prendre la petite taille.  
Si la mesure est supérieure à 34 mm prendre la grande taille.

### Version 2. Double Lock



Arcades en occlusion, mesurez la distance de la limite distale du bracket de la canine mandibulaire à la limite mésiale du tube de la 1<sup>ère</sup> molaire supérieure.

Si la mesure est inférieure à 29 mm prendre la petite taille.  
Si la mesure est supérieure à 29 mm prendre la grande taille.



# Palatal Expander 2®

Dispositif programmé pour la gestion du sens transversal

Modules d'expansion en Nickel Titane à mémoire de forme

U latéraux de contrôle des rotations molaires

Repérage de la taille

Bras d'expansion des secteurs latéraux

Lames d'insertion pour les clavettes palatines

- résultats programmés, prédictibles et reproductibles
- forces douces, constantes et régulières
- limite les visites de contrôle (pas d'activation)
- maîtrise de l'expansion (pas d'hyper correction)
- contrôle des rotations molaires
- contrôle des versions molaires
- contention des résultats obtenus

La taille choisie est la taille de l'expansion obtenue

Tailles	Réf.
26 mm	D101 761
28 mm	D101 762
30 mm	D101 763
32 mm	D101 764
34 mm	D101 765
36 mm	D101 766
38 mm	D101 767
40 mm	D101 768
42 mm	D101 769
44 mm	D101 770

KIT Nitanium Palatal Expander  
(contient un Palatal Expander de chaque taille) D101 760

Produit



Plus



Pour un résultat optimum du **Palatal Expander 2®** et du **Molar Rotator 2®**, optez pour les bagues équipées de fourreaux spéciaux pour l'utilisation du dispositif assemblées par le Service Bagues d'Ortho Plus



# Molar Rotator 2®

Dispositif programmé pour le contrôle des rotations molaires

Modules d'expansion en Nickel Titane à mémoire de forme thermique

U latéraux de contrôle des rotations molaires

Lames d'insertion pour les clavettes palatines

Repérage de la taille

- résultats programmés, prédictibles et reproductibles
- forces douces, constantes et régulières
- limite les visites de contrôle (pas d'activation)
- contrôle des rotations molaires
- contrôle des versions molaires
- contention des résultats obtenus

Tailles	Réf.
26 mm	D101 781
28 mm	D101 782
30 mm	D101 783
32 mm	D101 784
34 mm	D101 785
36 mm	D101 788
38 mm	D101 787
40 mm	D101 788
42 mm	D101 789
44 mm	D101 790

KIT Molar Rotator  
(contient un Molar Rotator de chaque taille) D101 780

produit



Plus




Pour faciliter la mise en place du **Palatal Expander 2** et du **Molar Rotator 2**, utilisez le Spray réfrigérant **Ortho Freez** (Réf. : D100 789)

# MDA



## Dispositif de distalisation molaire



- distalisation molaire
- gain de place sur l'arcade de 8 à 10 mm
- nivellement incisif
- expression du torque
- activation en bouche
- traitement de la mandibule en simultané
- conditionné par sachet de 2 arcs

Taille	Réf.
80 mm	D424 155
83 mm	D424 156
86 mm	D424 156
89 mm	D424 158
92 mm	D424 159
95 mm	D424 160
98 mm	D424 161
Kit 7 tailles	D424 150

# Quad-Helix



- conditionné par pochette de 3
- disponible en 3 tailles
- acier inoxydable

Taille	Réf.
45 mm	DIFI 031
50 mm	DIFI 032
55 mm	DIFI 033

# DE-IMPACTOR

## Solution pour désenclaver les molaires



- destiné à redresser ou à aider l'éruption molaire ou prémolaire
- conditionné par 12. Disponible en 2 tailles.
- utilise la force masticatoire

Taille	Réf.
Court	D100 421
Standard	D100 420




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

### Fig. 1 et 2: Insertion

À l'aide d'une pince de HOW, enclencher une boucle dans une embrasure gingivale puis presser l'autre boucle dans l'embrasure opposée.

### Fig. 3 et 4: Activation

À l'aide d'une pince 3 becs, pincer la boucle occlusale pour engendrer deux forces dans la zone enclavée.



# Mini Mold

Solution de moulage de composite



Idéal pour les objectifs thérapeutiques temporaires ciblés

**Kit d'introduction**, contient :

- 3 exemplaires de chaque embout
- 2 manches d'application
- Une notice d'utilisation

Réf.

D51399

## Les différents embouts



1 Cale de blocage	2 Contention collée	3 Bouton	4 Cône de rééducation	5 Bracket	6 Câle de surélévation molaire	7 Tube
Réf. D51392	Large - Réf. D51393 Petit - Réf. D51397	Réf. D51394	Réf. D51395	Réf. D51396	Réf. D51390	Réf. D51391



### Étape 1

Remplissez votre embout de composite Photopolymérisable.



### Étape 2

Appliquez l'embout sur la dent à l'aide du manche puis photopolymérisez.

# Crochets et boutons

A positionner avant mise en place de l'arc

## Crochets Droits coulissants



- conditionnés par 100
- disponibles en deux sections

Section	Réf.
.018	851-620C
.022	851-621C

## Crochets Courts coulissants courbés D/G



- conditionnés par 100

Section	Réf.
.018	851-632CPK
.022	851-633CPK

A positionner sur un arc en bouche

## Crochets Droits à sertir



- conditionnés par 20
- disponibles en deux longueurs

Longueur	Réf.
Court	430-013SPK
Long	430-013HPK

## Crochets Courts à sertir courbés D/G



- conditionnés par 100

	.018	.022
Droite	851-630CRPK	851-631CRPK
Gauche	851-630CLPK	851-631CLPK

## Boutons linguaux coulés



- conditionnés par 20

Réf.  
D430 002

## Crochets linguaux coulés



- conditionnés par 20

Réf.  
D430 004

## Eyelet à coller



- conditionné par 10

Réf.  
D430 005

## Eyelet à coller avec chaîne



- conditionné à l'unité

Réf.  
D430 005C

## Bouton composite



- conditionné par 10

Réf.  
D430 000

# Stops

A sertir




- conditionnés par 100
- section universelle

Réf.  
430-013

# Ressorts

## Ressorts fermés en Nickel Titane



- disponibles en 2 tailles
- conditionnés par 6

Longueur	Réf.
9 mm	D100 622
12 mm	D100 623

## Ressorts ouverts Nitanium en rouleau



- longueur 54 cm
- disponibles en 2 sections

Section	Réf.
.010 x .045	OCNT104521
.012 x .030	OCNT123021

## Ressorts ouverts-fermés de distalisation en Nickel Titane



- développent une force de 100 gr
- longueur 17 cm
- conditionnés par 2

Section	Réf.
.010 x .045	D100 647

## Ressorts ouverts-fermés acier en rouleau



- longueur 54 cm
- disponibles en 2 sections

Section	Ouvert/Fermé	Réf.
.010 x .030	ouvert	SSOC1030
.010 x .036	ouvert	SSOC1036
.010 x .030	fermé	SSCC1030

## Ressorts ouverts Nitanium en longueur



- longueur 18 cm
- conditionnés par 3

Section	Réf.
.010 x .030	OCNT10307
.014 x .036	OCNT14367



# Mini cassettes pour accessoires



Permet le rangement et la stérilisation des mini accessoires orthodontiques : ressorts, boutons, crochets, stop...

Réf.

DPN 119601

# la gamme élastiques et ligatures

- Chaînettes p 46
- Élastiques p 47
- Ligatures p 47
- Séparateurs p 48



**solutions pour tous**

**Offre Multiple**

**Osez la couleur**

**Votre meilleure expression**

Retrouvez aussi

**les élastiques  
Carriere**



dans le catalogue

**CONCEPT  
CARRIERE**

# Chaînettes




## Chaînettes couleur

- rouleau de 4,5 mètres Super élastique
- chaînette très souple et élastique

Couleur	Serrée	Espacée	Continue
● Gris	E400 314	E400 315	E400 313
● Claire	E400 317	E400 318	E400 316
○ Blanc	E400 380	E400 381	E400 380C
● Bleu	E400 349	E400 3500	E400 349C
● Vert	E400 376	E400 377	E400 376C
● Rose Fluo	E400 341	E400 344	E400 341C
● Noir	E400343	E400 346	E400 343C
● Violet	E400 342	E400 345	E400 342C
● Rouge	E400 374	E400 375	E400 374C
● Jaune	E400 347	E400 348	E400 347C
● Orange	E400 388	E400 389	E400 388C
● Bleu turquoise	E400 470	E400 471	E400 470C
● Ivoire	E400 334	E400 335	E400 334C
● Bleu ciel	E400 490	E400 491	E400 490C
● Or	E400 372	E400 373	E400 372C
● Argent	E400 370	E400 37100	E400 370C
● Bleu caroline	E400 393	E400 394	E400 393C
● Bleu pervenche	E400 395	E400 396	E400 395C
● Vert métal	E400 476	E400 377	E400 476C
● Bleu métal	E400 382	E400 383	E400 382C
● Rouge métal	E400 384	E400 385	E400 384C
● Raisin	E400 478	E400 479	E400 478C
● Rose pâle	E400 480	E400 481	E400 480C
● Vert pâle	E400 482	E400 483	E400 482C
● Bleu foncé	E400 484	E400 485	E400484C
● Framboise	E400 486	E400 487	E400 486C
● Bordeaux	E400 378	E400 379	E400 378C
● Fumé	E400 474	E400 475	E400 474C

## Coffret pour chaînettes



- avec couvercle
- peut contenir 18 rouleaux

Réf.

P402 013

## Présentoir pour chaînettes

- peut contenir jusqu'à 16 rouleaux

Réf.

P402 014

## Chaînettes Ultra

Le test de force montre que la **chaînette Ultra** est toujours efficace à 58% de sa force originale après une période d'expansion de trois fois la taille dans une solution liquide à 37° C.

- rouleau de 4,5 mètres
- 4 différents espacements

	Claire
Continue	E400 319ULTRA
Serrée	E400 317ULTRA
Espacée Court	E400 312ULTRA
Espacée	E400 318ULTRA

# Élastiques

## Présentoir élastique Safari



- présentoir mural ou à poser pouvant contenir 4 distributeurs

Réf.

E402 012S

## Gamme Safari

Distributeur de 50 pochettes de 100 élastiques, soit 5 000 élastiques



Diamètre	1/8" 3.1 mm	3/16" 4.7 mm	1/4" 6.3 mm	5/16" 7.4 mm	3/8" 9.5 mm	
Force	Légers 71 g 2 1/2 oz	Giraffe E407 020S	Toucan E407 030S	Gazelle E407 040S	Leopard E407 050S	Vulture E407 060S
	Moyens 128 g 4 1/2 oz	Chimpancee E407 021S	Zebra E407 031S	Lion E407 041S	Gorille E407 051S	Warthog E407 052S
	Lourds 184 g 6 1/2 oz	Python E407 022S	Elephant E407 032S	Rhino E407 042S	Hippo E407 052S	Crocodile E407 062S

# Ligatures

## Monopatient Couleur



### Ligatures Monopatient

- 30 bâtonnets de 24 anneaux soit 720 ligatures en .120"

## Ligatures de KOBAYASHI



- disponibles : - en 2 sections  
- en 2 tailles
- conditionnées par 100

Tailles	Sections	Réf.
Courtes	.012	SKH012 100
	.014	SKH014 100
	.014 blanches	TSKH014 100
Longues	.012	KH012 100
	.014	KH014 100

## Ligatures Métalliques Préformées



- disponibles : - en 3 sections  
- en 2 tailles

Tailles	Sections	Réf.
Courtes	.010	SLT010 500
	.010	LT010 1000
Longues	.011	LT011 1000
	.012	LT012 1000
	.012 blanches	TCLT012 100

Couleur	Lig. Monopatient
● Gris	E400 400
● Claire	E400 401
○ Blanc	E400 402
● Bleu	E400 403
● Vert	E400 404
● Rose Fluo	E400 405
● Noir	E400 406
● Violet	E400 407
● Rouge	E400 408
● Jaune	E400 409
● Orange	E400 410
● Bleu turquoise	E400 411
● Ivoire	E400 412
● Bleu ciel	E400 443
● Or	E400 416
● Argent	E400 417
● Bleu caroline	E400 426
● Bleu pervenche	E400 427
● Vert métal	E400 430
● Bleu métal	E400 431
● Rouge métal	E400 432
● Raisin	E400 437
● Rose pâle	E400 438
● Vert pâle	E400 439
● Bleu foncé	E400 440
● Framboise	E400 441
● Bordeaux	E400 419
● Fumé	E400 418

## Bobines de ligatures

- en rouleaux de 500 gr



Sections	Réf.
.010	SBLW110
.012	SBLW112

## Coffret pour Ligatures



	Rempli	Réf.
Coffret ligatures	rempli	E402 016
24 compartiments	vide	E402 015

# Séparateurs

## Séparateurs en anneaux



- couleur bleue
- conditionnés par 1000
- radio opaque

Réf.

E400 355

# Divers

- **Contention** p 52
- **Collage et scellement** p 54
- **Ouvres Bouches et Ecarteurs** p 57
- **FEO** p 58
- **Produits diagnostic** p 58
- **Produits cours** p 59
- **Motivation** p 62
- **Hygiène** p 64
- **Confort du Patient** p 65



**les compléments  
de votre pratique**



**Qualité**



**Originalité**



**Fabrication Française**

**Vos « Petits »  
indispensables**



# Contention

## Le prepoplus



- transparent et souple, sans crochet
- 45 modèles répartis en 3 séries
- charte de conversion disponible sur demande
- livré avec règlette et fiche de port



livré avec fiche de port pour le patient

Sans Extraction	Extraction 4 4	Extraction 4 4 4 4
PRACS S42	PRACD D45	PRACQ Q45
PRACS S43	PRACD D46	PRACQ Q46
PRACS S44	PRACD D47	PRACQ Q47
PRACS S45	PRACD D48	PRACQ Q48
PRACS S46	PRACD D49	PRACQ Q49
PRACS S47	PRACD D50	PRACQ Q50
PRACS S48	PRACD D51	PRACQ Q51
PRACS S49	PRACD D52	PRACQ Q52
PRACS S50	PRACD D53	PRACQ Q53
PRACS S51	PRACD D54	PRACQ Q54
PRACS S52	PRACD D55	PRACQ Q55
PRACS S53	PRACD D56	PRACQ Q56
PRACS S54		PRACQ Q57
PRACS S55		PRACQ Q58
PRACS S56		PRACQ Q59
PRACS S57		PRACQ Q60
PRACS S58		



Nous vous proposons un **dépôt gratuit** dans votre cabinet.  
N'hésitez pas à nous demander

## Ortho Flex Tech



Ortho Flex Tech est disponible dans une version acier. Pour une conception identique à la version or, Ortho Flextech présente :

- une résistance à la tension augmentée de 30 %
- une résistance à la torsion augmentée de 30 %

De meilleures qualités mécaniques que l'or au prix de l'acier.

Réf.

D446 000

# Collage et scellement

## Gel de mordancage bleu en seringue 4x4g

- excellente thixotropie.
- Remarquable solubilité dans l'eau.
- Rinçage rapide et facile.
- Visualisation facilitée : couleur bleue et verte.
- Ne sèche pas dans la seringue : durée de vie de 3 ans.

Réf.

ET-16

## Heliosit Orthodontic



- composite photopolymérisable monocomposant
- transparent
- primer incorporé
- collage des brackets métalliques et plastiques et des attelles de contention
- liaison forte et durable

### Avantages

- composite fluide pénétrant parfaitement les bases de brackets et les micros rétentions après mordancage
- pas besoin de doser ni de mélanger (monocomposant)
- le matériau photopolymérisé permet de positionner correctement le bracket sur la dent sans perdre de temps
- conditionnement en seringue

Réf.

M433 300

## Pola Day / Pola Night 1



- Pola Day consiste en une gamme de gels à base de peroxyde d'hydrogène spécialement conçus pour les patients qui souhaitent un résultat en un temps limité.
- Pola Night est une gamme de gels à base de peroxyde de carbamide qui permet un résultat optimum pour les patients ayant des sensibilités.
- Les deux gammes sont disponibles dans différentes concentrations dont les plus faibles sont spécialement pour les sensibilités dentaires.

Réf.	Désignation	Conditionnement
D7700371	Pola Night 10% PC	10 seringues
D7700377	Pola Night 16% PC	10 seringues
D7700369	Pola Night 10% PC Mini Coffret	4 seringues
D7700375	Pola Night 16% PC Mini Coffret	4 seringues
D7700373	Pola Night 10% PC Maxi Coffret	50 seringues
D7700379	Pola Night 16% PC Maxi Coffret	50 seringues
D7700359	Pola Day 6% PC	10 seringues
D7700357	Pola Day 6% PC Mini Coffret	4 seringues
D7700361	Pola Day 6% PC Maxi Coffret	50 seringues

# Collage et scellement

## Fuji Ortho LC



### Caractéristiques

- collage de bracket métal et céramique
- disponible en poudre et liquide
- disponible en capsules
- photo-polymérisable

### Avantages

- excellente adhésion même en milieu humide
- libération de Fluor
- application aisée
- retrait aisé des appareils orthodontiques sans fracture de l'émail
- libération de fluor à long terme
- sans décoloration
- le kit est composé de :
  - poudre 15 gr
  - liquide 6.8 ml
  - accessoires

Désignation	Réf.
Kit Fuji Intro LC	M480 101FUJI
Fuji LC Poudre 40 gr	M480 103FUJI
Fuji LC Liquides 6.8 ml	M480 107FUJI
Fuji LC 50 Capsules	M480 104FUJI
Fuji LC Conditionner 25 ml	M480 105FUJI
Applicateur Capsules II	M480 111FUJI

## Fuji Ortho GC



### Caractéristiques

- collage de brackets métalliques et céramiques
- disponible en poudre et liquide
- ciment verre-ionomer chémo-polymérisable
- auto-polymérisable

### Avantages

- excellente adhésion même en milieu humide
- application simple
- retrait aisé des appareils orthodontiques
- sans fracture de l'émail
- libération de fluor à long terme
- sans décoloration
- le kit est composé de :
  - 40 gr de poudre
  - 2 x 8 gr de liquide
  - 1 bloc de spatulation
  - 1 cuillère doseuse

Désignation	Réf.
Kit coffret complet	M480 110 FUJI
Poudre 40 gr	M480 106 FUJI
Liquide 6.8ml	M480 112 FUJI

# Collage et scellement

## Lunettes de protection



Type 6, écran monobloc orange en polycarbonate H.V. I. traité anti-rayures + pochette de protection  
 • poids : 45 gr environ

Réf.

D560 000L

## Fraises

### Fraise en carbure de tungstène pour composite



- fraise 12 lames en carbure de tungstène à géométrie unique pour l'élimination des résidus de colle après la dépose des brackets
- évite les rayures de l'émail grâce à leur chanfrein
- protège les rebords gingivaux grâce à leur pointe lisse
- conditionnés par 5
- disponibles en 2 versions linguales (forme d'œuf : ) ou vestibulaires (fissure : )

Utilisation	Versions	Réf.
Contre Angle	Linguale	D421 102
	Vestibulaire	D421 103
Turbine	Linguale	D421 202
	Vestibulaire	D421 203

### Fraise diamantée pour la dépose de brackets en céramique



- élimination des reliquats de brackets céramiques lors de la dépose
- conditionnée à l'unité

Désignation	Réf.
Contre angle	D411 105
Turbine	D411 205

## Microbrossettes



Kit de 4 boîtes de microbrossettes jetables  
 Couleurs panachées : bleu, vert, gris et violet  
 La Microbrossette retient les solutions (Primer, Etching, Fluor...) en suspension entre les fibres, créant une petite sphère qui ne goutte pas jusqu'à l'application. Afin de pouvoir accéder aux endroits les plus difficiles, la Microbrossette peut être facilement pliée.

Réf.

D2104

## Lampe ULTIMA



### Caractéristiques :

- plusieurs options d'utilisation : mode polymérisation (composites, ciments, brackets, fonds de cavités) et mode diagnostic (détection des caries, transillumination).
- très large spectre d'émission pour polymériser l'ensemble des matériaux.
- elle est composée de mini LED (UV + bleue + blanche) qui peuvent se combiner ensemble ou être utilisées seules.
- maniable et très légère avec un poids total idéal d'environ 85g et une longueur de 23cm environ.
- ergonomie étudiée avec une prise en main à 3 doigts, comme un stylo.
- la forme rectiligne d'ULTIMA due à la LED en tête facilite l'accès intra-oral en postérieur et en antérieur sans étirer la bouche pour un confort optimal du patient et du praticien.

Désignation	Réf.
Ultima Grise	DULTIG
Ultima Noire	DULTIN
Batterie	DBAT37L
Chargeur	DC BAT
Protection oculaire	DULTIPO

# Ouvre-Bouches et Écarteurs

## Écarteurs

### Écarteurs métalliques : "LE YANN"



- conditionné à l'unité
- autoclavable
- disponible en 1 taille

Réf.

D300 039

### Écarteurs simples



- conditionnés par 2
- stérilisation à froid
- disponibles en 2 tailles

Tailles

Réf.

Standard

D300 025

Mini

D300 026

### Expando



- conditionné à l'unité
- autoclavable basse température
- disponible en 3 tailles
- muni d'un repousse langue

Tailles

Réf.

Petit

D300 016

Moyen

D300 017

Large

D300 018

## Repousse langue



- conditionnés par sachet de 3
- couleur rose
- stérilisation à froid

Réf.

D300 030

## Système d'aspiration



- conditionné à l'unité
- autoclavable
- 3 en 1 :
  - ouvre bouche
  - repousse langue
  - aspirateur à salive

Désignation

Réf.

Kit avec tube silicone

D401 000S

Petit écarte joues seul (rouge)

D414 000

Large écarte joues seul

D406 000

Repousse langue seul

D403 000

Y connecteur seul

D408 000

2 tubes silicone

D412 000

Embouts + Y connecteur

D409 000

Kit petit rouge

D401 000R

# Forces extra-orales

## Masque Orthopédique Multiajustable



- disponible en 4 couleurs
- réglable en hauteur
- évent d'aération de l'appui frontal/mentonnier

Couleur	Réf.
Bleu	FESY 120B
Clair	FESY 120C
Rouge	FESY 120R

# Diagnostic

## Porte-empreintes

Réf.	
DITL0125	25 Portes Empreintes Taille 1 Inf Rouge
DITL0225	25 Portes Empreintes Taille 2 Inf Orange
DITL0325	25 Portes Empreintes Taille 3 Inf Bleu
DITL0425	25 Portes Empreintes Taille 4 Inf Vert
DITL0525	25 Portes Empreintes Taille 5 Inf Jaune
DITL0625	25 Portes Empreintes Taille 6 Inf Violet
DITU0125	25 Portes Empreintes Taille 1 Sup Rouge
DITU0225	25 Portes Empreintes Taille 2 Sup Orange
DITU0325	25 Portes Empreintes Taille 3 Sup Bleu
DITU0425	25 Portes Empreintes Taille 4 Sup Vert
DITU0525	25 Portes Empreintes Taille 5 Sup Jaune
DITU0625	25 Portes Empreintes Taille 6 Sup Violet
DITAS	60 Portes Empreintes assortis

## Alginate Zelgan +

### Prise d'empreintes de précision pour l'Orthodontie

- alginate haute fluidité
- sans poussière, sans plomb
- très grande précision
- temps de travail et de prise extra rapides
- aromatisé à la chlorophylle
- couleur rose
- 5 différents arômes disponibles



Réf.  
MAAL 2002

Arômes	Réf.
Gum	M600 001
Cerise	M600 002
Menthe	M600 004
Fraise	M600 005
Pina-Colada	M600 006

## Cires



### Cires pour mordus en fer à cheval

- conditionnées en boîte de 75 pièces
- disponibles en 1 dureté et 1 couleur

Dureté	Couleur	Réf.
Molle	● Rose	DICI 114

### Plaques de cire rouge



- conditionnées en boîte de 1000 gr (environ 30 plaques)
- pour prise d'occlusion, montage de typodont, ...

Réf.  
DICI 1641



# Cours et formations

## Crayon marqueur blanc pour arcs



Réf.

LT3608 00

## Soudure en bâton



- avec flux incorporé
- soudure universelle PD de 12 bâtons

Réf.

D140 150

## Fil de laiton

- bobine de 250 gr
- disponible en .025 et .032

Sections	Réf.
.025	F000 100
.032	F000 101

## Roule goupille



Réf.

LP1197 00

## Sticks à souder en laiton



- conditionnés en boîte de 100 sticks
- disponibles en .028 et .032

Sections	Réf.
.028	D300 031
.032	D300 032

## Mini chalumeau rechargeable



Désignation	Réf.
Mini chalumeau	P307 997
Recharge	P307 998

## Micro torche rechargeable




Désignation	Réf.
Micro torche	P300 370
Recharge	P300 371



# Motivation

## Bandes dessinées



### "Il était une fois... l'Orthodontie"

À l'attention des jeunes patients. Présentation ludique des différentes étapes du traitement orthodontique

- conditionnées par paquet de 50

Versions	Réf.
Française	D000 110
Anglaise	D000 112

### "Les dents de... et la Tour de Pise"



À l'attention des jeunes patients. Présentation, de manière ludique, des différentes étapes du traitement orthodontique

- conditionnées par paquet de 50

Versions	Réf.
Française	D000 100
Italienne	D000 101

## Guide des parents



Les 11 questions les plus posées par les enfants avec les 11 réponses pour aider les parents à y répondre. Retrouvez les questions et les réponses sur les traitements orthodontiques.

- conditionnées par paquet de 50

Réf.  
D000 120

## Fiches de motivation



Fiches reprenant en 9 thèmes les étapes du traitement orthodontique

- conditionnées par paquet de 50

Sujets traités	Réf.
Traitements orthodontiques	D000 301
Améliorer les fonctions	D000 302
Plaque d'expansion maxillaire	D000 303
Appareil amovible fonctionnel	D000 304
Appareillage fixe ou multi-attaches	D000 305
Rendez-vous	D000 306
Élastiques Inter maxillaires	D000 407
Hygiène dentaire	D000 308
Force extra orale	D000 309
Kit (un paquet de chaque fiche + 50 anneaux)	D000 310

## Langue au Chat



Méthodes simples pour corriger 3 fonctions. À l'attention de votre petit patient et de ses parents

- La déglutition
- La respiration
- La posture
- Intégration des 3 fonctions
- conditionnées par paquet de 50

Réf.  
D000 135

# Confort du Patient

## Protection des muqueuses

### Protège muqueuses orthodontique




- conditionné à l'unité de même taille
- disponible en 2 tailles
- pour tout type de sport

**!** Attention: ce n'est pas un protège-dents

Tailles	Réf.
Standard	D510 021
Petit	D510 041

### Tube de protection pour arcs



- conditionné en rouleau de 3 mètres
- disponible en 2 couleurs
- adaptable sur des arcs jusqu'à .022" x .027"

Couleur	Réf.
○ Clair	E400 330
● Gris	E400 331

### Tubes de protection pour Lip Bumper



- conditionnés en rouleau de 3.5 m
- de couleur claire
- diamètre interne .050

Réf.
E400 332

### Bâtonnets de protection




- conditionnés en paquet de 50 boîtes de 5 bâtonnets
- disponibles en cire standard ou en silicone
- boîtes multicolores fluorescentes pour les bâtonnets en cire standard
- boîtes multicolores pailletées pour les bâtonnets en silicone

Tailles	Réf.
Cire standard	D301 030

# Stripping

## Strips en longueurs



- disponibles en 2 types de grain
- longueur 15 cm
- largeur 8 mm

Désignation	Conditionnement	Réf.
Simple face / grain moyen	10	D106 200
Double face / grain fin	12	D106 208

## Jauge de mesure d'espace



- indique avec précision les espaces des zones à traiter
- graduée de 3/4 de mm à 3 mm


Réf.  
RE50002

## stripping mécanique



PIECE A MAIN	
Réf.	Désignation
DCGM-13V	Contre Angle de stripping
KIT INTRO STRIPPING	
Réf.	Désignation
D003-015H	Auto Stripping Bur 15 micron Perforée double
D003-025H	Auto Stripping Bur 25 micron Perforée double
D003-040H	Auto Stripping Bur 40 micron Perforée double
D003-060H	Auto Stripping Bur 60 micron Perforée double
D003-090H	Auto Stripping Bur 90 micron Perforée double
DMSST501	Rack de stérilisation
D001-001	Scie Manuelle
DMSTG710	Jauge de mesure
D001-010MSS	Kit introduction
REASSORT LAMES ET INSTRUMENTS	
Réf.	Désignation
D003-015H	Auto Stripping Bur 15 micron Perforée double
D003-025H	Auto Stripping Bur 25 micron Perforée double
D003-040H	Auto Stripping Bur 40 micron Perforée double
D003-060H	Auto Stripping Bur 60 micron Perforée double
D003-090H	Auto Stripping Bur 90 micron Perforée double
D004-015	Auto Stripping Bur 15 micron NON Perforée double
D004-025	Auto Stripping Bur 25 micron NON Perforée double
D004-040	Auto Stripping Bur 40 micron NON Perforée double
D004-060	Auto Stripping Bur 60 micron NON Perforée double
D004-090	Auto Stripping Bur 90 micron NON Perforée double
D004-015R	Auto Stripping Bur 15 micron NON Perforée Simple Droite
D004-015L	Auto Stripping Bur 15 micron NON Perforée Simple Gauche
D004-025R	Auto Stripping Bur 25 micron NON Perforée Simple Droite
D004-025L	Auto Stripping Bur 25 micron NON Perforée Simple Gauche
D004-040R	Auto Stripping Bur 40 micron NON Perforée Simple Droite
D004-040L	Auto Stripping Bur 40 micron NON Perforée Simple Gauche
D004-060R	Auto Stripping Bur 60 micron NON Perforée Simple Droite
D004-060L	Auto Stripping Bur 60 micron NON Perforée Simple Gauche
D004-090R	Auto Stripping Bur 90 micron NON Perforée Simple Droite
D004-090L	Auto Stripping Bur 90 micron NON Perforée Simple Gauche
D004R-001	Aligning Strip 0,1 mm Non perforée double
D003R-002H	Aligning Strip 0,2 mm perforée double
D003R-003H	Aligning Strip 0,3 mm perforée double
D003R-004H	Aligning Strip 0,4 mm perforée double
DMSH-101	Manche droit
DMSAH-102	Manche angulé
DMSDH-103	Manche double

# Services





## Satisfait ou remboursé

Sûr de la qualité de toutes ses gammes, orthoplus s'engage, en cas d'insatisfaction, à remplacer tout ou partie des produits commandés\*

\*Dans la limite de 7 jours suivant la date de livraison



## Livraison 48 h

Orthoplus vous garantit une livraison sous 48h dans la limite du stock disponible.



## Cadencier

Orthoplus vous propose un cadencier de livraison sur vos commandes \*

\*à convenir avec votre équipe commerciale



## Dépôts au cabinet

Nous vous mettons à disposition la quantité de produits\* nécessaires à votre exercice et nous facturons que ce que vous consommez.

\*service disponible uniquement sur la famille prépositionneurs d'orthoplus (page 51 du catalogue orthodontics')



## L'offre globale

Retrouvez en une offre les produits, les services et les formations associés !



## Mon espace personnel

J'y retrouve mes factures, mes échanges avec mes contacts privilégiés chez orthoplus, je passe mes commandes, ...

# Index

## A

Alginate	p 58	Arc MDA	p 38
Arc Accessoires	p 32	Arc Multibrins	p 29
Arc Acier	p 28	Arc Multiforce	p 30
Arc Australien	p 29	Arc Nitanium Utility Arch	p 31
Arc Beta Plus	p 27	Arc Niti	p 26
Arc Biothermic	p 25	Arc Ortholoy	p 29
Arc Black Ti	p 24	Arc ECO Line	p 33
Arc Boucle Champion	p 30	Arcs à Plateaux	p 56
Arc CTA	p 31	Arcs Faciaux	p 56
Arc Esthétique Imagination	p 32		

## B

Bague Tempra	p 19	Bracket Furtif	p 13
Bague Wash Plus	p 18	Bracket Maestro	p 10
Bandes Dessinées	p 62	Bracket ECO Ceram	p 12
Boîtes pour Moulage	p 60	Bracket Unix	p 8
Boutons	p 40	Brosses à Dents	p 63

## C

Cales de Rotation	p 39	Collage et Scellement	p 52 à 54
Casques de Traction	p 57	Confort du Patient	p 64
Céphalométrie Protactor	p 59	Contention	p 50
Chaînettes	p 44	Cours	p 61 à 62
Chalumeau	p 61	Cours et Formations	p 59
Charte Pentamorphique	p 59	Coussins de Nuque	p 56
Cires	p 58	Crayon Marqueur pour Arcs	p 61
Cires Préformés Sankin	p 60	Crochets	p 40

## D

DE-Impactor	p 38	Dents Métalliques Sankin	p 60
Dents Blanches MORITA	p 60	Diagnostic	p 58

## E

Écarteurs	p 55	Élastiques Extra-Oraux	p 57
Élastiques	p 45	Eyelets	p 40

## F

Fiches de Motivation	p 62	Forces Extra-Orales	p 56 à 57
Fil de Laiton	p 61	Fraises	p 54

## G

GDR	p 57	Guide Mesure d'Arcade	p 59
-----	------	-----------------------	------

## H

Hygiène p 63

## J

Jauge de Mesure d'Espace p 65

## L

Lampe à Photopolimériser p 54 Lunettes de Protection p 54

Ligatures p 46 à 47

## M

Masque de Delaire p 57 Mini Mold p 39

Masque Multiajustable p 57 Miroirs p 63

Mentonnières p 57 Modules de Sécurité p 56

Microbrossettes p 54 Molar Rotator 2® p 37

Mini Cassettes p 41 Motivation p 62

## N

Négatoscope p 59

## O

Ouvres Bouche p 55

## P

Palatal Expander 2® p 37 Porte Empreintes p 58

Papier Céphalométrique p 59 Prepoplus p 51

Plaque Noire p 59 Protection Muqueuse p 64

Pochette de Rangement p 56

## Q

Quad-Helix p 38

## R

Rapporteur de Dôme p 59 Roule Goupille p 61

Ressorts p 41

## S

Séparateurs p 47 Sticks à Souder p 61

Services p 67 Stops p 40

Soudure p 61 Stripping p 65

Soudure en Bâton p 61

## T

Torche p 61 Tubes Maestro p 14

Transforce 2® p 36 Twin Bite® p 36

Trousse Hygiène p 63 Typodont Sankin p 60

ECO Tube p 15

# Conditions Générales de Vente

## 1. OBJET

Les présentes conditions générales ont pour objet de s'appliquer à chaque commande passée auprès de la société Orthoplus (« le Vendeur ») et, partant, de régir les droits et obligations de la Société Orthoplus dans le cadre des dites ventes auprès de ses Clients (« les Acheteurs »). A défaut de contrat conclu entre la société Orthoplus et son Client, ou de conditions générales ou particulières d'achat expressément acceptées par la société Orthoplus, les ventes effectuées sont soumises aux présentes Conditions Générales de Ventes. En conséquence, toutes commandes de produits ou prestations de services fournis par la société Orthoplus implique l'adhésion sans réserve du Client aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout catalogue, prospectus ou autre document publicitaire qui n'ont qu'une valeur indicative. Ces Conditions Générales de Vente s'appliquent à chaque commande, sauf stipulation particulière dérogatoire qui serait alors expressément convenue entre les Parties.

## 2. PRIX

Toute commande sera facturée au tarif en vigueur au jour de sa passation et de son acceptation par la Société Orthoplus. Les prix des articles et des services proposés par la Société Orthoplus sont exprimés en euros et Hors Taxe (HT). Il sera ajouté aux prix proposés les taux de TVA en vigueur au jour de la passation de la commande, ainsi que les frais de port et autres frais annexes éventuels. Les prix du tarif peuvent être modifiés sans préavis.

## 3 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes doit être effectué au comptant à réception des marchandises ou à mise à disposition des services par tout moyen de paiement. Tous les prix indiqués dans les conditions tarifaires sont franco de port pour la France métropolitaine et Monaco sous réserve d'un montant minimum de facturation de 200 € TTC. En dessous de ce montant, une participation forfaitaire de 12 € TTC sera appliquée. Pour le matériel dont le poids excède 30 kilos, les conditions de transport devront être, au préalable, acceptées par le client. Pour les territoires des DOM-TOM, tous les frais liés à la vente, au transport et aux formalités douanières sont à la charge de l'Acheteur et seront facturés au coût réel d'expédition. Le mode de transport s'effectuera au choix, frais et risques de l'Acheteur.

**Retard de règlement :** Toute facturation non payée selon les conditions stipulées aux présentes ou tout report d'échéance sans accord de la Société Orthoplus, sera majorée d'intérêts de retard au taux conventionnel de 3% par mois de retard sans mise en demeure préalable. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 60 € TTC sera immédiatement appliquée.

## 4 - REMISES ET RABAIS

Les marchandises et prestations de services fournis par la Société Orthoplus sont facturées aux conditions de tarifs en vigueur au moment de la commande telles qu'elles figurent dans le catalogue. Des remises particulières peuvent être appliquées. Elles ne sauraient être cumulables avec des remises liées à des opérations promotionnelles faisant l'objet d'une communication spécifique. Un certain nombre d'articles du catalogue de la Société Orthoplus ne peuvent faire l'objet de remises et/ou rabais. Ils sont spécifiquement signalés dans la documentation commerciale en vigueur sous réserve des modifications tarifaires telles que prévues à l'article 2 des présentes.

## 5 - CONDITIONS DE LIVRAISON / DÉLAI D'EXPÉDITION / LIEU DE RÉALISATION ET RÉCEPTION

**Conditions de livraison / expédition :** Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de la Société Orthoplus. Les marchandises voyagent dans tous les cas aux risques et périls exclusifs du destinataire. La Société Orthoplus ne saurait être tenue pour responsable des retards liés aux défaillances des prestataires auxquels elle fait appel. Aussi, les délais de livraisons sont-ils donnés à titre indicatifs. Un retard ne saurait justifier, sauf accord préalable, l'annulation de la commande. Les commandes de produits spécifiques et/ou hors catalogues font l'objet de délais de livraison particuliers après accord du Client. Les produits spécifiques et/ou hors catalogue ne sont ni repris, ni échangés.

**Vices cachés :** La Société Orthoplus garantit cependant à l'Acheteur les produits contre tous les vices cachés conformément au droit français en vertu des dispositions applicables des articles 1641 et suivants du Code Civil. Lors de la réception de la livraison, il appartient à l'acheteur de vérifier l'état de la réception, de faire immédiatement les réserves utiles auprès du transporteur, et d'en aviser ce dernier dans les 48 heures par LRAR conformément à l'article 105 du Code de Commerce. Parallèlement, l'acheteur s'oblige à en aviser la Société O+, dans le même temps, en fournissant les justificatifs de la réalité des vices ou anomalies invoqués. En contrepartie, la société Orthoplus s'engage à examiner la réclamation dans les plus brefs délais et s'oblige, le cas échéant, à toutes les conséquences légales de la garantie des vices cachés.

**Fractionnement de commande :** La Société Orthoplus se réserve le droit de fractionner les commandes en cas de livraisons partielles d'une commande et s'engage à prendre à sa charge les frais de ports des livraisons supplémentaires.

## 6 - SATISFACTION

En cas de non satisfaction, les marchandises peuvent être retournées à la Société Orthoplus, à la charge pleine et entière du Client dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la commande et sous réserve d'être dûment accompagnées du bon retour intégralement renseigné. Les marchandises qui ne seraient pas dans leur emballage d'origine, ou dont l'emballage d'origine serait défectueux ne seront ni reprises ni échangées.

## 7 - CLAUSE PÉNALE

Le défaut de paiement total ou partiel entraîne de plein droit, et sans mise en demeure préalable, l'allocation à la Société Orthoplus d'une pénalité de retard égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal. Cette pénalité est calculée sur l'intégralité des

sommes TTC restant dues. Elle court à compter de la date d'échéance du prix jusqu'à son paiement total. Le taux d'intérêt légal de référence est celui en vigueur au jour de l'utilisation des présentes conditions générales de vente.

## 8 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Si, dans les trente (30) jours suivant la mise en oeuvre de l'article « clause pénale », le client n'a toujours pas acquitté la somme due au titre de la commande effectuée auprès de la Société O+, la vente sera résolue de plein droit, sans autre formalité, dès réception de la mise en demeure envoyée par la Société Orthoplus. En outre, la Société Orthoplus se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts au Client défaillant. L'existence de la présente clause n'interdit pas à la Société Orthoplus de renoncer au bénéfice de celle-ci et de demander le paiement du prix.

## 9 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

De convention expresse et conformément à la Loi n°80.335 du 12 mai 1980, la Société Orthoplus se réserve la propriété des marchandises fournies et vendues telles que définies dans le bon de commande ou la facture jusqu'au paiement intégral du prix par le Client. Pendant la durée de la réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction de la chose vendue dès sa livraison quelle que soit la forme de ladite livraison. En cas de cessation d'activité du Client, quelle qu'en soit la cause, la propriété des produits et services livrés et restés impayés pourront être revendiqués par la Société Orthoplus. En cas d'utilisation ou de revente de marchandises fournies par la Société Orthoplus alors que le Client n'a pas réglé l'intégralité du prix, celui-ci s'engage à informer tout acquéreur de la présente clause de réserve de propriété grevant lesdites marchandises et du droit de la Société Orthoplus de revendiquer entre ses mains, soit les marchandises concernés, soit le prix de ceux-ci.

## 10 - ENGAGEMENTS

La société Orthoplus s'engage à mener à bien la tâche précisée à l'article « objet » conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière. La Société Orthoplus ne saurait être tenue pour responsable des utilisations des produits. Les produits consommables proposés par la Société Orthoplus sont étudiés et fabriqués pour un usage unique. Les versions des attaches à coller proposées par la Société Orthoplus ne prétendent pas qu'elles soient cautionnées en aucune façon par les docteurs cités en intitulé des produits. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles et ne sauraient engager la Société Orthoplus.

## 11 - FORCE MAJEURE

La société Orthoplus n'encourt aucune responsabilité en cas de non-exécution ou de retard dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations si celui-ci résulte d'un fait indépendant de sa volonté et qui échappe à son contrôle. Est considéré comme tel, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code Civil.

## 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture des présentes est soumis au droit français. La seule juridiction reconnue et acceptée par les parties est le Tribunal de Commerce d'Evry.

## 13 - ADHÉSION RECYLUM

La Société Orthoplus, en sa qualité d'adhérent à l'éco-organisme RECYLUM, participe au dispositif de reprise des produits électriques et électroniques vendus

**Catalogue de vente / Sales catalog - Photos non contractuelles / Non contractual photos**  
**Dispositifs médicaux de classe I - Réservés aux professionnels**  
**Non remboursés par les organismes d'assurance de santé** ☒

- 1 **Eclaircissement - Non DM** : Pour chaque cycle, la première application doit uniquement être faite en cabinet par le praticien dentaire ou sous sa supervision directe si le niveau de sécurité est garantie. Les prochaines pourront ensuite être réalisées par le patient pour compléter le cycle de pose. Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Lire attentivement la notice d'utilisation avant usage.
- 2 **Brackets - HSO / Leone / IMD** : Les Brackets Maestro et Carriere ainsi que les tubes Maestro et Mini Solo sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés aux soins orthodontiques dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par DNV Product Assurance AS (2460). Ils sont fabriqués par Ortho Organizers, Inc (USA) dont le mandataire dans l'Union Européenne est MDI Europa GmbH (Allemagne) et importés et distribués par la société ORTHOPLUS. Lire attentivement la notice d'utilisation avant usage. Les Brackets Unix sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés aux soins orthodontiques dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par IMQ Istituto Italiano Del Marchio Di Qualita S.P.A. (0051). Ils sont fabriqués par Orthodonzia e Implantologia (Italie) et distribués par la société ORTHOPLUS. Lire attentivement la notice d'utilisation avant usage. Les Brackets Unix SLB sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés aux soins orthodontiques dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197). Ils sont fabriqués par Innovative Material and Devices, Inc (Chine) et distribués par la société ORTHOPLUS. Lire attentivement la notice d'utilisation avant usage. L'offre porte sur les kits de cas complets fabriqués selon vos besoins par ORTHOPLUS et composés de 20 brackets et 8 tubes au choix.
- 3 **Prépositionneurs Orthoplus** "Les produits Prépoplus sont un dispositif médical de classe I destiné à être prescrits dans le cadre d'un traitement global par les praticiens. Il est fabriqué par la Société ORTHOPLUS. Lire attentivement la notice d'utilisation avant usage."

# Pictogrammes réglementaires

Une série de symboles figure sur les emballages de nos produits afin de répondre à une lecture réglementaire et générale sur leur contenu et leur usage.

Les plus courants et leur signification sont :



A usage unique seulement. Ne pas réutiliser



Date d'expiration. Ne pas utiliser après la date indiquée



Numéro de lot. Il s'agit du code de fabrication du fabricant



Indique les limites supérieures et inférieures de température



Référence du catalogue



Fabricant



Seul : Produit de classe 1. Produit reste en bouche moins de 30 jours



1014

Accompagné du numéro 1014 : Produit de classe 2. Produit reste en bouche plus de 30 jours



A conserver à l'abri de la lumière du soleil



A conserver au sec



Consulter le manuel d'utilisation

# orthodontics'

